



Conservation



Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**



Ne pas congeler


Impossibilité de préparer **des seringues à l'avance** et de les transporter.



Stable **jusqu'à péremption**

A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine

Contrôles



Flacon **5 mL, 10 doses**

Solution **incolor**e à légèrement brune,
limpide à légèrement opaque

Absence de **particules** décolorées ou visibles

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Ne pas agiter


Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,5 mL pour IM



Solution
5 mL



Seringue 1 mL
Aiguille 23G/25G



10 Doses
0,5 mL



Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose



Une fois le flacon percuté,
stable **jusqu'à 48h** entre **+2 et +8°C**,
dont **6h maximum d'affilée** à T° ambiante



Ne pas remettre au réfrigérateur
Jeter le flacon après ce délai

Transport

- Flacon **en position verticale** entre **+2° et +8°C**
- Si T° ambiante : à utiliser dans les 6H

Hygiène

- Désinfection des surfaces avec un **désinfectant virucide**
- Traitement des déchets filière **DASRI**

Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure de sortie du réfrigérateur**
- Noter la **date** et l'**heure du 1^{er} percutage du flacon**