




Conservation

 Au congélateur entre **-25 et -15°C**

 Stable **jusqu'à péremption** (9 mois)
A conserver à **l'abri de la lumière**,
dans sa boîte d'origine

Durée de décongélation


Entre +2 et + 8°C :
Flacon: **45 min**
Boîte : **1h 45 min**

Flacons non ouverts:


A conserver **30 jours maxi au réfrigérateur**,
à l'abri de la lumière

A conserver **24h maxi entre +8 et +25°C**

Transport entre +2 et +8°C : Durée totale maxi ≤ 12h

 **Ne pas recongeler**

Contrôles

 Dose unique 0,5ml
Capsule amovible bleue
Prêt à l'emploi , ne pas diluer

Liquide **blanc** à blanc cassé

Le vaccin peut contenir des particules blanches ou translucides


Laisser le flacon à **T° ambiante** pendant **15min** avant l'administration

Tourner le flacon en faisant des **cercles à l'horizontal**

Ne pas secouer




Administration

 1 DOSE VACCINALE = **0,5 mL** pour IM




Flacon unidose



Seringue 1 mL
Aiguille 25mm25G



1 Dose
A utiliser immédiatement



Traçabilité

- Dès sortie du congélateur, noter sur le flacon la **nouvelle date de péremption**

Spikevax[®] bivalent BA.4-5 **est indiqué** chez les personnes ayant reçu au moins un schéma de primo-vaccination contre la Covid-19.
Cette forme n'est destinée qu'au **rappel** vaccinal.