



### **MISE EN GARDE PRINT**

l'oeillet est représenté par un ton direct **magenta** dans le fichier BAT.

---

### **PRINT CAMPAGNE DYS**

---

### **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

250x140mm  
5 modèles  
CMJN  
R°/V°

---

### **RECOMMANDATION PAPIER + FAÇONNAGE**

Couché mat  
250g/m<sup>2</sup>  
Pelliculage Soft Touch R°/V°  
Reliure oeillet 12mm $\emptyset$

---