



Conservation



- 80°C Stable **jusqu'à péremption**, à l'abri de la lumière

Durée de décongélation
10 flacons : **6h** entre +2 et +8°C

1 flacon : **30mn** à T° ambiante (<30°C)

 **Ne pas recongeler**

 Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**

Stable maximum **10 semaines** après réception (dans la limite de la péremption)

A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine

Stable **12h** entre +8° à +30°C

Contrôles



Flacon 2,25 mL ; **6 doses**

Capsule amovible **bleu foncé**

Dispersion claire à légèrement opalescente, blanche à blanc cassé, sans particule visible

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Mélanger délicatement en retournant le flacon à 10 reprises avant utilisation

Ne pas secouer

Ne pas utiliser si présence de particules

Posologie : 1 dose annuelle (éligibilité au moins 3 mois après la dernière injection)

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM
6 doses par flacon



Solution
2,25 mL



Seringue 1 mL
Aiguille sertie 25G



6 Doses
0,3 mL

Ne pas mélanger dans la même seringue avec un autre vaccin ou médicament

Durée de transport maximale : 6h entre +2° et +30°C



Une fois le flacon percuté, stable **12h** entre **+2 et +30°C** (durée de transport incluse)



Jeter le flacon après ce délai



Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose

Traçabilité

- Noter la **date et l'heure de sortie du congélateur**
- Noter la **date et l'heure de sortie du réfrigérateur**
- Noter la **date et l'heure du 1^{er} percutage du flacon**